



Cubetas cuadradas emparejadas, 1" x 1", 25 mL, vidrio (2 uds)

Ref. producto: 2095000
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de los próximos 3 días

Accesorios para espectrofotómetros/ mediciones espectrales de líquidos.

Para uso con los fotómetros DR 2000 y DR 2010. Se suministra como un set de cubetas emparejadas.

Para uso con los fotómetros DR 2000 y DR 2010.

Se suministra como un set de cubetas emparejadas.

Especificaciones

Longitud de camino óptico:	1 inch rectangular, 25 mL
Material:	Vidrio
Volumen / tamaño de embalaje:	2 emparejadas