



Tubo de cultivo con tapa rosca, 13 x 100 mm, paquete de 10

Ref. producto: 2096208
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

La tapa tiene un revestimiento de caucho bien adherido, lo que ofrece una superficie de sellado segura y altamente inerte.

Especificaciones

Capacidad:	Capacity to Neck 8 mL
Diámetro:	13 mm
Longitud:	100 mm
Volumen / tamaño de embalaje:	10 /pk