



Bombona rectangular, con llave, 20 l

Ref. producto: 2098080
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Forma rectangular para ahorrar espacio. Con graduaciones moldeadas. El polietileno de alta densidad garantiza que la bombona sea rígida y resistente. El tamaño para 20 l (5 gal) tiene asas moldeadas. La llave de acción rápida permite controlar fácilmente el fluido; incorpora dos o rings de PTFE como sello.

Especificaciones

Anchura:	8.7 Inches
Capacidad:	20 L
Longitud:	320 mm
Profundidad:	14.9 Inches
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each