



Crisol, Gooch, capacidad de 25ml

Ref. producto: 2098640
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Fondo perforado, vitrificado en el interior y en el exterior, excepto en la superficie inferior externa. El filtro para el crisol de Gooch está disponibles y se vende por separado.

El crisol de Gooch de 25 ml se recomienda para usarse en los métodos estándar 2540 C y 2540 D para realizar determinaciones de sólidos en suspensión total.

Especificaciones

Capacidad:	25 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each