



Set de pesos, Clase M-2

Ref. producto: 2101100
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Set de pesos estándar. 16 piezas, con pinzas de acero inoxidable. Ocho pesos fraccionados: 10, 20, 50, 100, 200, 200, 200 y 500 mg. (Dos de los pesos fraccionados, 200 mg y 500

mg, son de acero inoxidable, el resto son de aluminio) Ocho pesos en gramos de bronce: 1, 2, 2, 5,

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each

Contenido de la caja

Includes: Brass weights and polypropylene case.