



Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro libre, 10 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

2105528

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro libre. Rango de 0,02 a 2,00 mg/L de Cl₂. Para muestra de 10 mL.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Nota al pie:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Número de tests:	1000
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro, libre, dióxido de cloro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 /paquete