



Cloro libre, Test 'N Tube, de 0,09 a 5,00 mg/L Cl₂

Ref. producto: 2105545
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Los viales de reactivo (Ø 16 mm) contienen reactivo de DPD medido previamente, optimizado para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

Los productos TNT de 16 mm solo se pueden evaluar en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Método:	DPD
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	50
Número del método:	10102
Parámetro:	Cloro
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂
Volumen / tamaño de embalaje:	50 /paquete