



Cloro libre, sobres de reactivo en polvo, 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Ref. producto:

2105569

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cloro libre mediante el método de DPD. Para muestra de 10 mL.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro libre, 10 ml
EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	100
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /paquete