



Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro total, 10 mL, paquete de 300

de producto: 2105603
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Para la determinación de cloro total mediante el método de DPD.

Aceptado por USEPA (United States Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para el análisis de agua potable mediante el método Hach 8167.

Rango: 0,02 - 2,00 mg/L. Tamaño de la muestra: 10 mL.

Paquete de 300 sobres en polvo.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	300
Parámetro:	Cloro total, bromo, yodo
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Volumen / tamaño de embalaje:	300 Paquete