



Cloro total, sobres de reactivo de DPD en polvo, paquete/1000

Ref. producto:

2105628

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana



Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro total. Rango de medición de 0,02 a 2,00 mg/L Cl₂. Para muestra de 10 mL.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	1000
Número del método:	8167
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Tamaño de muestra:	10 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 /paquete