



Reactivo, DPD, para la determinación de cloro total, viales Test 'N Tube, paquete de 50

Ref. producto: 2105645
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Para la determinación de cloro total mediante el método de DPD. Los viales de reactivo Test 'N Tube contienen reactivo de DPD medido previamente. Rango: 0,09 - 5,00 mg/L como Cl₂. Tamaño de la muestra: 10 mL Paquete de 50 viales.

Los productos Test 'N Tube permiten realizar tests de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Boric Acid free!

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto PC II
Método:	DPD
Número de tests:	50
Número del método:	10101
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂