



## DPD, cloro total, vial de reactivo (recambio) para el dispensador Swiftest

**Ref. producto:**

**2105660**

**Peligroso**

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Vial de recambio del dispensador de reactivo de DPD para la determinación de cloro total, 0,02-2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>.

---

### Especificaciones

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| EPA compliant:         | Sí                               |
| Instrumento:           | Todos excepto DR/3000 y DR/2000  |
| Método:                | DPD                              |
| Número de tests:       | 250                              |
| Número del método:     | 8167                             |
| Parámetro:             | Cloro total                      |
| Plataforma:            | Swiftest                         |
| Rango de medición:     | 0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub> |
| Rango de medición (2): | 0,02 - 4,50 mg/L Cl <sub>2</sub> |