



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de hierro, de 0,02 a 3,00 mg/L de Fe

Ref. producto:

2105769

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de hierro mediante el método de FerroVer. Para muestra de 10 mL. Paquete de 100.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Sobres de reactivo en polvo para la determinación de hierro, FerroVer, 10 ml
EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	FerroVer
Número de tests:	100
Número del método:	8008
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Requiere digestión:	para hierro total
Vida útil:	48 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /paquete