



Sobres de reactivo en polvo, CuVer 1, cobre, 10 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

2105828

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de cobre con el método del bicinconinato. Rango: hasta 5,00 mg/L Cu. Conforme a EPA para la elaboración de informes sobre aguas residuales. Método Hach 8506. Tamaño de la muestra: 10 mL. Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000, DR/850 y DR/820
Método:	Bicinconinato
Número de tests:	1000
Número del método:	8506
Parámetro:	Cobre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 Paquete