



Sobres de reactivo en polvo PhosVer[®] 3 para la determinación de fosfato, 10 ml, paquete de 1000

Ref. producto:

2106028

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de ortofosfato. Para muestras de 10 mL; paquete de 1000.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/820
Método:	Ácido ascórbico
Número de tests:	1000
Número del método:	8048
Parámetro:	Ortofosfato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.02 - 2.50 mg/L PO ₄
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 /pk