



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de nitrato, de 0,3 a 30 mg/L de NO₃-N

Ref. producto:

2106169

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrato por el método de reducción con cadmio. Para muestra de 10 mL, 100 unidades.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Sobres de reactivo en polvo, NitraVer 5, para la determinación de nitrato, 10 ml, HR, MR
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2010 y DR/2000
Método:	Reducción con cadmio
Número de tests:	100
Número del método:	8039 HR
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.3 - 30.0 mg/L NO ₃ -N
Rango de medición (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N
Reference method:	SM 4500-NO ₃ -B
Vida útil:	40 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /paquete