



ZincoVer 5 Zinc, Reactive Powder Pillow

Ref. producto:

2106669

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Zinc, Método Zincon. Para muestras de 20 mL.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Método:	Zincon
Número de tests:	100
Número del método:	8009
Parámetro:	Zinc
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,01 - 3,00 Zn
Volumen / tamaño de embalaje:	100 uds