



SulfaVer 4 Sobres de reactivo en polvo para la determinación de sulfato, de 2 a 70 mg/L de SO₄

Ref. producto:

2106769

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de sulfato mediante el método turbidimétrico SulfaVer. Para muestra de 10 mL; paquete de 100.

Especificaciones

EPA compliant:

Sí

Instrumento:

Todos excepto DR/4000,

DR/3000, DR/2010,

DR/2000

Método:

SulfaVer 4, turbidimétrico

Número de tests:

100

Número del método:

8051

Parámetro:

Sulfato

Plataforma:

Powder Pillows

Rango de medición:

2 - 70 mg/L SO₄²⁻

Volumen / tamaño de embalaje:

100/paquete