



NitriVer 3, Sobres de reactivo en polvo para la determinación de nitrito, 10 mL

Ref. producto:

2107169

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquete sellado para la determinación de nitrógeno, nitrito 0,002-0,300 mg/L NO₂⁻-N. Para muestra de 10 mL, 100 unidades.

Especificaciones

Descripción:	Reactivo para la determinación de nitrito, NitriVer 3, 10 mL
EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto PC II
Método:	Diazotización
Número de tests:	100
Número del método:	8507
Parámetro:	Nitrito
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk