



Sobres de reactivo en polvo, sílice en rango alto, ácido, 10 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

2107428

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de sílice en rango alto mediante el método del silicomolibdato (método Hach 8185) Rango: 1 - 100 mg/L. Tamaño de la muestra: 10 mL. Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Método:	Silicomolibdato
Número de tests:	1000
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 /pk