



NitriVer 2 Sobres de reactivo en polvo para la determinación de nitrito, de 2 a 250 mg/L de NO₂

Ref. producto:

2107569

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrito mediante el método del sulfato ferroso. Para muestra de 10 ml. Paquete de 100.

Especificaciones

Instrumento:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820, PC II
Método:	Sulfato ferroso
Número de tests:	100
Número del método:	8153
Parámetro:	Nitrito
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 250 mg/L NO ₂
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk