



Test kit para fosfonato, modelo PN-10, con lámpara UV de 230 V CA y fuente de alimentación

de producto:

2113302

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



Un mantenimiento adecuado y la rentabilidad del funcionamiento de las calderas y torres de refrigeración modernas requiere un equilibrio minucioso entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Contiene 100 tests.

Método de disco de color sencillo y rápido

La digestión de la lámpara UV convierte los fosfonatos en fosfato reactivo

Controle la concentración de fosfonato para ahorrar costes en productos químicos

El reactivo PhosVer 3 fiable de Hach ofrece resultados en menos de 15 minutos.

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Incremento mínimo:	1
Método:	Disco de color/Fotólisis por UV
	(230 V CA, 50 Hz)
Modelo de Test Kit:	PN-10
Número de tests:	0 - 100
Parámetro:	Fosfonato: como PO_4^{3-}
Peso de envío:	11,5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 100 mg/L PO_4
Tpo de carcasa:	F