



Kit de Settlometer

Ref. producto: 2115700
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Kit completo para el análisis del proceso activado de fangos. Incluye una jarra transparente de policarbonato de 1 l con tapa. La jarra tiene graduaciones en color blanco fáciles de leer y es resistente a los golpes. La pala de polipropileno especial permite agitar la muestra sin rayar la jarra

Especificaciones

Capacidad:	2 Liter Jar
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each