



Tubo centrífugo con parte inferior cónica, paquete de 10

Ref. producto: 2115839
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Tubo centrífugo con parte inferior cónica. De policarbonato con graduaciones en contrarrelieve de 0,1 mL. Para centrifugación de baja velocidad de hasta 6000 x g. Esterilizable en autoclave. El tamaño de 15 mL también se usa con el kit de sedimentómetro (P/N 21157-00). Se proporcionan en paquetes de 10 sin cierres.

Especificaciones

Capacidad:	15
Longitud:	120 mm
Volumen / tamaño de embalaje:	10 /pk