



Cylinder, graduated, polycarbonate, 1000 mL, 10.0 mL divisions

Ref. producto: 2117953

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Clear polycarbonate cylinder is autoclavable and withstands temperatures to 138°C (280°F). Features easy to read graduations in durable fused ink.

Especificaciones

Capacidad:	1000 mL
Certificaciones:	None
Material carcasa:	PC
Método de medición:	To Deliver/To Contain
Tipo:	Métrica simple
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each