



Solución de reactivo de cianuro alcalino, 100 mL (MDB)

Ref. producto:

2122332

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Para la determinación de manganeso en rango bajo, botella MDB

Especificaciones

Método:	PAN
Número de tests:	50
Parámetro:	Manganeso
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL

Accesorios requeridos

- Ácido Ascórbico, reactivo powder pillow (Item 1457799)
- Solución indicadora PAN, 0,1 %, 100 mL (Item 2122432)