



Solución Alcalina KCN (500 mL)

Ref. producto: 2122349
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Para la determinación de Manganeso de bajo rango (LR).

Para la determinación de Manganeso de bajo rango por el método PAN. Método Hach 8149. Rango: 0,006 to 0,700 mg/L Mn. Botella 500 mL.

Especificaciones

Método:	PAN
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL