



Solución indicadora PAN, 0,1 % (50 mL SCDB)

Ref. producto:

2122426

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivo colorimétrico para determinaciones de manganeso en rango bajo. Botella de cuentagotas autónoma.

Especificaciones

Método:	PAN
Número del método:	8149
Parámetro:	Manganeso
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Volumen / tamaño de embalaje:	50 mL