



Solución indicadora PAN, 0,1 %, 100 mL

Ref. producto:

2122432

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivo colorimétrico para determinaciones de manganeso en rango bajo. Botella MDB.

Especificaciones

Método:	PAN
Número de tests:	50
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL

Accesorios requeridos

- Ácido Ascórbico, reactivo powder pillow (Item 1457799)
- Solución de reactivo de cianuro alcalino, 100 mL (MDB) (Item 2122332)