



PAN, Solución indicadora, 0,1 % (500 ml)

Ref. producto: 2122449
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de la próxima semana

Peligroso



Reactivo colorimétrico 0,1% para determinaciones de Manganeso en rango bajo.

Para determinaciones de Manganeso en rango bajo por el método PAN. Método Hach 8149. Rango: 0,006 a 0,700 mg/L Mn. Botella 500 mL.

Especificaciones

Método:	PAN
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL ml