



## Gotero de plástico, paquete de 20 unidades

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ref. producto: | 2124720     |
| EUR Precio:    | Contáctenos |
| Disponible     |             |

El gotero de plástico con marcas de 0,5 y 1,0 ml (paquete de 20) se usa con diferentes kits de prueba de Hach.

---

### Especificaciones

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volumen / tamaño de embalaje: | 20 /pk |
|-------------------------------|--------|