



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de fosfato, de 0,02 a 2,50 mg/l de PO₄

Ref. producto:

212528

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de ortofosfato. Para muestras de 25 ml. Paquete de 1000.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Ácido ascórbico
Número de tests:	1000
Número del método:	8048
Parámetro:	Ortofosfato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.02 - 2.50 mg/L PO ₄
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 /paquete