



Nitrógeno amoniacal, solución estándar, 150 mg/L como NH₃-N, pk/16 - Ampollas Voluette 10 mL

Ref. producto: 2128410
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Para verificaciones de exactitud en las determinaciones de TKN

Controles sencillos de exactitud

Los estándares en ampollas Voluette y PourRite están diseñados para trabajar directamente en las verificaciones de exactitud de los procedimientos y el software de los fotómetros de Hach. Utilice la Pipeta TenSette para agregar adiciones precisas de estándar y comprobar el porcentaje de recuperación, para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimice los residuos generados

Abra una nueva ampolla de estándar para cada verificación de exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para una serie de adiciones estándar

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Concentración:	150 mg/L
Descripción:	Solución estándar nitrógeno amoniacal como NH ₃ -N
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	mL/16