



Chlorine, free + total; low range Test kit de Cloro libre y total (modelo CN-80)

Ref. producto: 2129000
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso.

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un test kit de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
	0.1
	0.5
Método:	Disco de color/DPD
Modelo de Test Kit:	CN-80 ²
Número de tests:	100
Parámetro:	Cloro, rango bajo: como Cl ₂ libre y total
	Cl ₂ total
	(0-10 mg/l: solo T)
Peso de envío:	2.5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.68 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Rango de medición (3):	0 - 10 (Solo total) mg/l Cl ₂
Tpo de carcasa:	D