



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de triazol, 100 unidades

Ref. producto:

2141299

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de benzotriazol (de 1 a 16 mg/L) o toliltriazol (de 1 a 20 mg/L).

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto PC II, DR/850 y DR/820
Método:	Fotólisis por UV
Número de tests:	100
Número del método:	8079
Parámetro:	Benzotriazol, Toliltriazol
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	1,0 - 20,0 mg/L Toliltriazol
Rango de medición (2):	1.0 - 16.0 mg/L Benzotriazole
Volumen / tamaño de embalaje:	Paquete