



Almohadillas de agua con dilución amortiguadora, paquete de 25

Ref. producto: 2143166
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Hach buffered dilution water pillows, when prepared according to the instructions, is formulated to the specifications as described in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 9050C.1.a.1 "Buffered water".

Almohadillas de agua con dilución amortiguadora (el cloruro de magnesio y el dihidrogenofosfato de potasio componen el agua de dilución de 25 L; 1 litro por almohadilla).

Soluciones completas para realizar pruebas del agua para uso recreativo

Hach ofrece una variedad de medios y aparatos para satisfacer todas

sus necesidades en cuanto a la realización de pruebas del agua para uso recreativo.

Soluciones completas para realizar pruebas de aguas residuales

Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar y agilizar

las pruebas del agua no potable y las aguas residuales.

Soluciones completas para realizar pruebas del agua potable

Cualquiera sea el método que elija un cliente para examinar las muestras de agua

potable, Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar y agilizar

las pruebas.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 25/pk