



Tampón, tipo fosfato, pH 7, para valoración amperométrica de cloro, 100 mL MDB

Ref. producto: 2155332
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Para la determinación de cloro mediante valoración amperométrica. Fórmula APHA botella de 100 mL

Especificaciones

Instrumento:	AutoCat™ 9000
Método:	Valoración amperométrica
Número de tests:	100
Número del método:	8334
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,5 mg/L y superior Cl ₂
Rango de medición (2):	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂