



Filtro de fibra de vidrio, con tamaño de poro de 2.7 μ m y diámetro de 70 mm, paquete de 100

Ref. producto: 2164300

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Hecho de fibras de vidrio de borosilicato 100%. Más apto para trabajos de laboratorio generales y como prefiltro para filtración por membrana.

Especificaciones

Diámetro:	70 mm
Material:	Glass Microfiber
Tamaño de poro:	2.7 μ m
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk