



DEHA Reactivo 1, Powder Pillow, 3-450 µg/L DEHA

Ref. producto:

2167969

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de atrapadores de oxígeno por el método de reducción de hierro. Pk 100.

Especificaciones

Descripción:	DEHA Reactivo 1, Powder Pillows
Método:	Reducción de Hierro
Número de tests:	50
Número del método:	8140
Parámetro:	Atrapadores de oxígeno
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	13 - 1500 µg/L Isoascorbic Acid (Erythorbic Acid)
Rango de medición (2):	5 - 600 µg/L Carbohydrazide
Rango de medición (3):	9 - 1000 µg/L Hidroquinona
Vida útil:	36 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	100 uds