



Solución estándar de sulfato, 1000 mg/L de SO₄ (NIST), 500 mL

Ref. producto: 2175749
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Estándar monoparámetro para aseguramiento de la calidad analítica.

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de sulfato

Especificaciones

Concentración:	1000 mg/L SO ₄
Descripción:	Solución estándar de sulfato, 1000 mg/l de SO ₄ (NIST), 500 ml
Parámetro:	Sulfato
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL 500