



Placa, Petri, 15 x 100 mm

Ref. producto: 2178900
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Estas placas de Petri de poliestireno de tamaño estándar, ampliamente utilizadas en microbiología, están preesterilizadas y son apilables y desechables. Las placas vienen envasadas en 24 unidades por manga y cada caja contiene 25 mangas (600 placas en total).

Placas de Petri de poliestireno de tamaño estándar

Esterilizado previo, apilable y desechable

600 placas en total

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 600