



Test kit para nitrito y nitrógeno, modelo NI-15

Ref. producto: 2182000

EUR Precio: Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso.

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,01
Método:	Disco de color/diazotización
Modelo de Test Kit:	NI-15
Número de tests:	100
Parámetro:	Nitrógeno, nitrito, rango bajo: como NO ₂ ⁻ -N
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0,40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Tpo de carcasa:	D