



Tubos de caldo de lauril triptosa MUG, concentrado, 15 unidades

Ref. producto: 2182115
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El caldo de lauril triptosa con MUG proporciona un medio selectivo que se utiliza para enumeración de E. coli y otras bacterias de coliformes en agua utilizando el método Número más probable (NMP).

Complete solutions for testing recreational water, waste water and drinking water

Ahorre tiempo y reduzca los costos de personal con los tubos MPN listos para usar tubos, con mínimos requisitos de capacitación.
Hach brinda una variedad de medios y aparatos para satisfacer

los requerimientos de pruebas de agua de balnearios.

Métodos obligatorios aceptados para aplicaciones en agua potable, aguas residuales, agua a temperatura ambiente, alimentos y bebidas. Consulte las páginas 225-226 para obtener más información.

Hach ha preparado medios y aparatos convenientes para facilitar y simplificar las pruebas en aguas residuales y agua no potable.

Soluciones integrales para realizar pruebas en agua potable

Cualquiera sea el método elegido por un cliente para examinar muestras de agua

potable, Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar

un rápido proceso de realización de pruebas.

Especificaciones

Material:	Vidrio
Volumen / tamaño de embalaje:	15/paq