



Kit de pruebas de formaldehído, modelo FM-1

Ref. producto: 2183100
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Las soluciones de formaldehído se usan para mantener sistemas de ósmosis inversa y como desinfectantes. El modelo FM-1 mide concentraciones más altas por titulación por cuenta gotas. Contiene 100 pruebas.

Utiliza la titulación por cuenta gotas, que es un método de titulación simple y económico.

El kit contiene todos los reactivos y aparatos requeridos en un maletín resistente para realizar análisis en campo.

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.05%
	0.5%
Método:	Drop count titration/ Thymolphthalein
Modelo de Test Kit:	FM-1
Número de tests:	100
Parámetro:	Formaldehyde - As CH ₂ O
Peso de envío:	2.5
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	0.05 - 1 %
Rango de medición (2):	0,5 - 10 %
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye cuatro reactivos, cortadores, botella, cuentagotas, hoja de instrucción y caja de transporte.