



Test kit, glicol visual, modelo EG-1

Ref. producto: 2186400
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Determinación semicuantitativa de glicol en agua o aceite. La apariencia visual de color indica presencia de glicol.

La contaminación de etilenglicol (anticongelante) en los lubricantes de automoción es una indicación de un bloque de motor agrietado. La presencia de Glicol también puede indicar fugas en sistemas de refrigeración. El Test kit Modelo EG-1 presenta un color púrpura en presencia de etilenglicol y otros 1,2 glicoles presentes en el aceite o agua. El kit contiene aproximadamente 25 pruebas y se suministra en una maletín de polipropileno de 14,4" x 8" x 7".

El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios en un robusto maletín de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Método:	Visual/ Apariencia de color
Modelo de Test Kit:	EG-1
Número de tests:	25
Parámetro:	Glicol - Etilen glicol en aceite o agua
Peso de envío:	3.5
Rango de medición:	Presencia o ausencia de glicol, 0- más de 150 mg/L
Tpo de carcasa:	G