



CuVer 2 Cobre, reactivo Powder Pillow

Ref. producto:

2188299

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas



Para la determinación de Cobre, 0,04-5,00 mg/L Cu, en presencia de niveles altos de Aluminio, Calcio y Hierro. Para 25 ml de muestra. Pk de 100.

Especificaciones

Método:	Bicinconinato
Número de tests:	100
Parámetro:	Cobre
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100 uds