



Muestrario, núcleo acuoso, estándar "Sludge Judge"

Ref. producto:	2194300
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Se pueden obtener lecturas precisas en sólidos en suspensión hasta una profundidad de 4,5 m (15'). Viene en tres secciones de 1,5 m (5') con acoplamientos de tipo tornillo. Diseñado para tomar muestras de sólidos en aplicaciones de procesamiento de aguas residuales y de alimentos. El estándar Sludge Judge cuenta con 3/4"

Especificaciones

Diámetro:	19.05 mm
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each