



Filtro, fibra de vidrio TSS, tamaño de poro 1,5 µm, diámetro 30 mm, paquete de 100

Ref. producto: 2198730

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Se recomienda el uso de filtros TSS para los métodos estándar 2540 C y 2540 D. Las características óptimas de la superficie de este filtro de microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinantes acaban con las microperforaciones y el desprendimiento de fibra para asegurar resultados exactos y consistentes. El caudal rápido, la porosidad fina y la retención de partículas de 1,5 µm hace que el filtro TSS sea la opción preferida de los químicos medioambientales para los análisis de sólidos totales en suspensión en aguas potables y residuales.

Especificaciones

Diámetro:	30 mm
Material:	Microfibra de vidrio
Tamaño de poro:	1,5 µm
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /paquete