



Filtro de fibra de vidrio TSS, tamaño de poro 1,2 µmm, diámetro 90 mm, 100/env.

Ref. producto:	2198755
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Los filtros TSS se recomiendan para los métodos estándar 2540 C y 2540 D. Las características óptimas de la superficie de este filtro de microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinantes elimina las pequeñas perforaciones y el derramamiento de fibra para asegurar resultados exactos y constantes.

Similar a 934-AH <500°C

Utilizado para sustancias sólidas suspendidas no volátiles

Porosidad fina

Retención de partículas de 1,2 µmm

Especificaciones

Diámetro:	90 mm
Material:	Glass Microfiber
Tamaño de poro:	1.2 µm
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk