



Sobres de reactivo en polvo PhosVer 3 para la determinación de fosfato, 5 mL, paquete de 1000

de producto: 220928
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Para la determinación de fosfato (fósforo) mediante el método PhosVer de ácido ascórbico. Tamaño de la muestra: 5 mL. Para uso con test kits visuales. Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Método:	Ácido ascórbico
Plataforma:	Powder Pillows